

ÄSTHETISCHE DERMATOLOGIE

AESTHETIC DERMATOLOGY

6₂₀₁₆



Effektives nicht-operatives Bodycontouring mittels Kombination aus Kryolipolyse, Injektionslipolyse und Stoßwelle | Computergestützte Psoriasis-Dokumentation und PASI-Bestimmung mit innovativem ATBM-Verfahren | Seit 50 Jahren: Effiziente Sklerotherapie mit Polidocanol | Minimal-invasive Kombinationsbehandlung mit Fadenlifting und Hyaluronsäurefiller (Teil 1) »Behandlungserfolg ist auch eine Frage der Kontinuität« | Entzündliche Akne frühzeitig, effektiv und langfristig behandeln Mehr Lebensqualität bei papulopustulöser Rosacea unter Ivermectin 10 mg/g Creme | Bio-Remodelling für die Haut | Vaginale Rejuvenation mittels nicht-ablativem CO₂-Laser | Anwenderstatements zur Hautpflege mit einer Arganöl-Pflegelinie

Patientenbindung durch epi nouvelle⁺ naturelle

Ein wohltuender Service als Alleinstellungsmerkmal

In der Dermatologie ist die Bedeutung der Patientenbindung in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Der Service, dem Patienten zu helfen, reicht nicht mehr, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Ein Patient wird eine Praxis nicht wieder aufsuchen, wenn sein Problem behandelt wurde, diese Behandlung aber schmerzvoll und unangenehm war. Das Ziel lautet seit Jahren gut, schnell und wohltuend zu helfen, damit der Patient auch wiederkommt. Ein charmanter Service als Alleinstellungsmerkmal.

JeNaCell hat sich diesen wohltuenden Service erfolgreich zum Ziel gemacht. Im Fokus soll hier nun die Nachbehandlung von minimal-invasiven ästhetischen Eingriffen stehen: Konkret die Behandlung bei perioraler/periorbitaler Dermatitis und bei photodynamischer Therapie.

Patienten verspüren bei perioraler/periorbitaler Dermatitis den physischen Schmerz und unangenehmes Jucken sowie die psychische Belastung, mit Rötung und Spannung im Gesicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu müssen. Der Verzicht auf Kosmetika im Rahmen der Behandlung, der Nulltherapie, fällt vielen Patienten sehr schwer.

Im Falle einer photodynamischen Therapie wird dem Patienten empfohlen zu kühlen.

Zur Nachbehandlung dieser beiden Therapien hat JeNaCell mit epi nouvelle⁺ naturelle ein hervorragendes Produkt platziert. Wichtige Eigenschaften von epi nouvelle⁺ naturelle sind der sehr hohe Wasseranteil (rund 98%), die gute Formbarkeit, die einfache Handhabung, die Anregung des Sauerstoffaustauschs, die Linderung von Juckreiz und Spannungen und die schnelle Beruhigung der Haut. Für den Arzt ist es möglich, die Auflage direkt in der Praxis mit Wirkstoffen zu beladen und so einen weiteren Therapie-



epi nouvelle⁺ naturelle Augenpads in der Anwendung.



epi nouvelle⁺ naturelle Augenmaske in der Anwendung.

effekt zu erzielen. Es handelt sich bei epi nouvelle+ naturelle um ein rein pflanzliches Produkt, eine reine Anwendung von Wasser stabilisiert durch ein fein strukturiertes Cellulosenetzwerk, das nach den höchsten Qualitätsstandards produziert wird.

Zur Nachbehandlung bei photodynamischer Therapie (PDT) eignet sich epi nouvelle+ naturelle sehr gut und trägt zur beschleunigten Heilung der Haut bei. Die Haut wird gekühlt und die Spannung deutlich reduziert. Das Risiko einer Infektion besteht nicht mehr. Die Kombination von epi nouvelle+ naturelle und einer Wundcreme reduziert die Entwicklung von Narben massiv. Der Schmerz, das Brennen und das Jucken werden verringert. Eine Hilfestellung, die es bislang nicht gab. Eine Weltneuheit.

Einen weiteren Durchbruch hat epi nouvelle+ naturelle bei der Behandlung von perioraler/periorbitaler Dermatitis erlebt. Die Haut wird gekühlt und die schmerzhaft Spannung deutlich reduziert. Der hohe Wasseranteil von epi nouvelle+ naturelle verringert die Entzündung und beruhigt den gesamten Bereich. Durch den Einsatz von epi nouvelle+ naturelle wird die Behandlungsdauer verkürzt. Der Patient ist somit schneller wieder in der Lage, kosmetische Produkte zu nutzen. Das ist für Patienten ein ganz erhebliches Plus, das für epi nouvelle+ naturelle spricht. Renommierete Dermatologen bestätigen die USPs von epi nouvelle+ naturelle.

Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften eignet sich epi nouvelle+ naturelle u.a. weiterhin zur Nachbehandlung bei Dermabrasion, Gesichts-Laser-Therapie, Hautverjüngung durch Laser-Therapie oder mit Füllstoffen wie Hyaluronsäure oder Botulinumtoxin, Needling, Peeling und bei der Entfernung von Tattoos.

epi nouvelle+ naturelle gehört in jede dermatologische und ästhetisch-chirurgische Praxis. Aktuell werden eine Vielzahl Anwendungsbeobachtungen und Studien durchgeführt. Auf die Präsentation der Ergebnisse darf man gespannt sein. ■

Anwenderstatement

Ich habe die Firma JeNaCell auf der Münchner Fortbildungswoche kennengelernt. Derartige Produkte kannte ich bisher noch nicht und ich war sehr überrascht, aber auch neugierig!



Im Rahmen einer minimalinvasiven Behandlung durch Dr. Daniel S. Müller (s. S. 20ff) habe ich dann die Facial Maske von JeNaCell "hautnah" kennengelernt. Die Maske wurde von Dr. Müller unmittelbar nach der Behandlung aufgelegt. Sie ist dünn, super flexibel, extrem reißfest, kühl und feucht. Sie fühlt sich sehr angenehm an. Die Handhabung ist einfach und unkompliziert, da die Maske sehr leicht auf dem Gesicht liegt und sich immer wieder an die einzelnen Gesichtspartien anpassen lässt.



Hautberuhigende Facial Maske von JeNaCell.

Ein wunderbar kühles, entspannendes und beruhigendes Gefühl stellt sich unmittelbar ein. Ich habe die Maske gute 2 Stunden auf dem Gesicht getragen, man könnte damit spazieren gehen, sie sitzt sehr gut auf dem Gesicht, fällt nicht runter, sondern hält und hält. Nach Abnahme der Maske war meine Haut erfrischt, gut durchfeuchtet, fühlte sich überhaupt nicht ausgetrocknet an, spannte auch nicht, sondern vermittelte mir ein für mich sehr angenehmes und gepflegtes Hautempfinden.

Die Maske besteht nur aus Cellulose und einem enorm hohen Wasseranteil, daher haben wir hier eine ausgezeichnete Verträglichkeit. Dieses Produkt sowie die weiteren Produkte von Jenacell, die ich auch für mich selber zuhause getestet habe, sind unter anderem für alle Arten dieser minimalinvasiven Eingriffe sehr zu empfehlen, die Haut ist sofort gekühlt und beruhigt, Schwellungen bilden sich gar nicht erst so stark; dadurch war bei mir sicher auch die Hämatombildung gemindert. Erfreulicherweise waren die Rötungen dank der Behandlung mit der Maske kaum ausgeprägt. Meine Haut musste sich nicht lange erholen und ich konnte mich, im Vergleich zur üblichen Nachbehandlung, viel früher wieder schminken, somit war ich wieder Office tauglich. Die Nachbehandlung war dank JeNaCell sehr angenehm. Schmerzen und Spannungen der Haut hatte ich keine.

Simone Steffens